

## ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR

Un cop finalitzada la utilització del desfibril·lador, caldrà que el **custodieu**.

Envieu un mail a **incidencia@gironaterritorcardioprotegit.cat** indicant la data i l'hora d'utilització, el número de DEA, edat i sexe del pacient així com el telèfon i el nom d'una persona de contacte per fer la reposició. El servei de manteniment realitzarà el buidatge de dades del desfibril·lador i la col·locació d'uns nous elèctrodes.

## MANTENIMENT

El DEA realitza una comprovació automàtica de tots els components principals (bateria, hardware, software i elèctrodes). Si el DEA té l'indicador d'estat en **vermell**, o sentiu una **alarma acústica** poseu-vos en contacte amb el servei tècnic trucant al:

**902 221 229**